

AED 収納 BOX 価格表

2025年4月1日 現在

品名	規格	仕様及びサイズ	重量	定価
ウォール型	CN1	D180*W370*H400 ブザーなし	4kg	23,500
	CN61	D180*W370*H400 ブザー付	4kg	31,500
	● N6	D180*W470*H500 ブザー付, 棚付	8kg	41,500
	● N2	D180*W450*H500 アクリル扉を外すとブザーが鳴る	8.3kg	90,500
パイプスタンド型	● CS41	D170*W370*H1300 AED収納部はCN61型(ブザー付)	8kg	81,400
	● S4	D180*W470*H1300 AED収納部はN6型(ブザー・棚付)	13kg	97,100
BOXスタンド型	CS51	D180*W370*H1370 AED収納部はCN61型(ブザー付)	27kg	79,500
	● S5	D180*W470*H1530 AED収納部はN6型(ブザー・棚付)	31kg	93,000
屋外防水 ウォール型	● CN3 (AC100V)	D230*W400*H740 (表示灯:H140含む) ・夜間タイマーによるLED蛍光灯点灯 (下記はオプション) 【 日除けカバー・寒冷地用ヒーター 】	23kg	257,000
	● CN3(電池式)	D230*W400*H600	22kg	186,000
屋外防水 スタンド型	● CS3 (AC100V)	D230*W400*H1570 (表示灯:H140含む) ・夜間タイマーによるLED蛍光灯点灯 (下記はオプション) 【 日除けカバー・寒冷地用ヒーター 】	32kg	336,000
	● CS3(電池式)	D230*W400*H1430	31kg	241,000

※ ●印のBOXは、受注生産品です。

※ 価格は本体のみの金額です。別途送料がかかります。

※ 在庫の確認は、下記までお問合せ下さい。

・本 社 〒820-0044 福岡県飯塚市横田後牟田工業団地 Tel: 0948(22)2651 / Fax: 0948(22)5332
 ・東京営業所 〒141-0031 東京都品川区五反田2-24-7-20 Tel: 03(5435)4070 / Fax: 03(5435)4075

[e-Mail] fk_iizuka@itec-systemu.co.jp [HP] <http://www.itec-system.co.jp>

・本 社 担 当(野中) [e-Mail] f_nonaka@itec-system.co.jp
 ・東京営業所担当(甘利) [e-Mail] m_amari@itec-system.co.jp